


# BIO ROLL



**CABEZALES ROLL**



**PULSOS MAGNÉTICOS + RF**



# CABEZAL ROLL

## ¿Cómo funciona?

Este cabezal cuenta con un sistema de rodillos, que ejercen vibración y presión sobre el tejido tratado. La aplicación de dicha combinación en simultáneo no sólo genera una suerte de drenaje linfático, sino que también proporciona un tratamiento agradable y relajante para el paciente.

- ⚡ Aumenta la eliminación de desechos y toxinas.
- ⚡ Reduce edemas y/o inflamaciones.
- ⚡ Mejora la vascularización.
- ⚡ Aumenta el aporte de nutrientes y el oxígeno disponible en la zona de tratamiento.
- ⚡ Favorece la producción de colágeno y elastina.
- ⚡ Genera un efecto tensor en la piel.
- ⚡ Mejora el tono muscular.





# CABEZAL ROLL

## Aplicaciones principales

Tratar elasticidad cutánea, estimulando la producción de colágeno, elastina, modificando la calidad y tensión de la piel.

Además se puede aplicar en adiposidad localizada, y celulitis activando el sistema linfático y circulatorio de manera tal que favorece la oxigenación celular, acelera el metabolismo de la célula e induce la lipólisis a nivel de tejido subcutáneo.

De uso facial, en la papada pronunciada y corporal en línea de corpiño, flancos, pantalón de montar, abdomen, muslos y línea de brasier.

Equipo operador dependiente.



# RADIOFRECUENCIA

## ¿Porqué combinar pulsos magnéticos con Radiofrecuencia fraccionada?

La combinación de estas terapias nos permitirá potenciar nuestros resultados en tratamientos reductores y sumará el beneficio del estímulo del colágeno a nivel dérmico.

### BENEFICIOS

- ⚡ Aumento del suministro mejorado de sangre (vasodilatación)
- ⚡ Mejor entrega de oxígeno y nutrientes
- ⚡ Regeneración más rápida y crecimiento de los músculos.
- ⚡ Intensidades de contracción muscular más altas en tiempos más cortos.

# BIO ROLL



# RADIOFRECUENCIA

## ¿Cómo funciona este equipo?

La radiofrecuencia (RF) calienta el tejido adiposo y el músculo de la zona de tratamiento, este calentamiento nos permite preparar a los músculos para la actividad física, similar al proceso de pre-calentamiento que realizaría cualquier persona previo a un entrenamiento.

A los pocos minutos de comenzado el tratamiento, la temperatura en el tejido celular subcutáneo alcanza niveles que causarían un efecto lipolítico e, incluso, se podría alcanzar la temperatura necesaria para producir apoptosis, es decir, las células adiposas se eliminarían lentamente del cuerpo a través de procesos metabólicos naturales de manera duradera.





# PULSOS MAGNÉTICOS FOCALIZADOS

## ¿De qué se trata?

**Mio Up** es un equipo utilizado para generar contracciones musculares rítmicas a alta intensidad en períodos cortos de tiempo.

La **alta energía electromagnética de 7 teslas** generada por el equipo, atraviesa la piel y el tejido adiposo hasta llegar al músculo, el cual es estimulado a contraerse hasta **30.000 veces** en período de 30 minutos. Algo que es imposible para la función cerebral normal.

Tonifica la musculatura de abdomen, muslos, glúteos brazos (bíceps, tríceps) y espalda, produciendo una contracción muscular por encima de la contracción que se puede lograr con el ejercicio normal.



# PULSOS MAGNÉTICOS FOCALIZADOS

## BENEFICIOS

- ⚡ Hasta 30.000 contracciones musculares en 30 minutos.
- ⚡ Alta energía electromagnética de 7 teslas.
- ⚡ Dos aplicadores que pueden ser utilizados de manera sincrónica o independiente.
- ⚡ Frecuencia de contracciones de hasta 150 hz.
- ⚡ Refrigeración por agua.

## EFFECTOS DEL TRATAMIENTO

- Aumenta el tejido muscular.
- Aumento de la fuerza y la firmeza.
- Disminución de la adiposidad localizada.
- Aumento del retorno venoso.
- Disminución de la celulitis.

BIO R  LL





Starbene

[www.starbene.com](http://www.starbene.com)

[f](#) [@](#) [@starbenecom](#)