



Lipocell Crío Dúo

Criolipólisis

Contra la grasa localizada

Procedimiento médico estético no invasivo que elimina grasa corporal a través del frío ofreciendo resultados en sólo dos sesiones.

- Elimina la grasa localizada.
- Una alternativa los procedimientos invasivos con alto riesgo intraoperatorio.
- Tratamiento total en dos sólo dos sesiones
- Se observan resultados desde la primera sesión.
- Simple y eficiente. Su sencilla interfaz permite la aplicación segura y eficaz



El tratamiento

Lo que genera este tratamiento, es separar las grasas del tejido y el músculo mediante un efecto aspiradora. Luego se enfrían los adipocitos hasta cristalizarlos para que se descompongan gracias a la lipólisis y abandonen nuestro cuerpo otra vez de la orina y sudor en los días posteriores. es un tratamiento seguro, ya que no implica grandes riesgos ni se utilizan agujas. No produce reacciones alérgicas o inflamatorios posteriores y prácticamente no tiene efectos secundarios.



¿Qué pacientes son aptos para el Lipocell Crío Dúo

La Criolipólisis Se considera seguro y eficaz para la mayoría de los pacientes que buscan la eliminación de grasas de áreas específicas como en el abdomen alto, abdomen bajo, flancos, zonas ginoideas y glúteos.

Casuística



Antes




Después

¿Cómo funciona el equipo?

Lipocell Crio Duo opera a través de una terapia selectiva, no invasiva, que elimina la célula grasa evitando que se dañe el tejido circundante. Cuenta con una Vacuum que succiona el pliegue y un conjunto de placas que permite alcanzar -10°C produciendo la cristalización de la adiposidad.

Para realizar el tratamiento, se coloca un parche anticongelante en la zona a tratar. Para proteger la piel.



Efectos fisiológicos

Lipocell Crio Duo Opera a través de un mecanismo de acción 100% biológico. Éste mecanismo es basado en la congelación-cristalización de los triglicéridos contenidos en el interior de la célula grasa de la hipodermis, así como también por la deshidratación celular. Posteriormente los subproductos, frutos de este proceso son eliminados del organismo por vía fisiológica, sin alterar significativamente el nivel de lípidos en sangre.



Resultados

- Disminución de tejido adiposo
- Remodelación de la zona tratada
- Disminución del pliegue de grasa



Indicaciones

- ADIPOSIDAD LOCALIZADA


Aplicador

- Dos cabezales de Criolipólisis que actúan de forma independiente.

Especificaciones

- Rango de Temperatura
calor: +37°C a + 45°C
frío: -10°C a + 5°C
- Tensión / Frecuencia
220-240 [v]/ 50[Hz]
110 [v]/ 60 [Hz]
- Interfaz Touchscreen 8"
- Vacuum con 5 niveles de potencia.

Dimensiones





+54 (351) 424-0051
info@starbene.com
starbene.com