

¿Vas a invertir en pulsos magnéticos focalizados?

Te damos las características que tenes que comparar



REFRIGERACIÓN

Es lo que asegura la vida útil de los cabezales. **¡Sólo los equipos de alta potencia (7 Teslas o más) se refrigeran por AGUA!**



PROGRAMACIÓN

Programas automáticos y manuales que te permitan tratar a cada paciente **según su objetivo.**



INTENSIDAD DEL CAMPO MAGNÉTICO

A mayor intensidad (Teslas), mayor penetración, mayor contracción.



CABEZALES

Debe contar con dos y que funcionen de manera independiente. Esto te va a permitir tratar **a dos pacientes en simultáneo.** La duración debe ser ilimitada.



FRECUENCIA DE LAS CONTRACCIONES

Son las que te brindan distintos usos terapéuticos.

- > **FRECUENCIAS BAJAS (3 a 20 HZ)**
Tonificar, aumentar la circulación sanguínea, recuperar lesiones.
- > **FRECUENCIAS ALTAS (80 a 150 HZ)**
Aumentar la masa muscular, entrenar músculos debilitados por lesiones, disminución de adiposidades.

¡Consultá en el mercado los equipos que brindan los mejores resultados!



¡ SIGUIENDO ESTOS CONSEJOS HARÁS UNA BUENA INVERSIÓN !